

## Antibody storage solution

### 抗体保存液

**编号：** C01-02001

**规格：** 30ml, 100ml

**保存方法：** -20℃或 2-8℃保存。

#### 简介

本抗体保存液适合大部分抗体的溶解保存，可以防止抗体效价下降、变性或降解。

保存液成分：0.01M TBS (pH7.4)，含 1%BSA、0.03%Proclin300 和 50%甘油。

#### 使用说明：

若是干粉抗体，可以直接溶解抗体使用；若抗体是液体状态，加入抗体保存液时同时也对抗体进行了稀释，使用时请注意。

#### 注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 如果使用时发现液体有浑浊，请弃用。
3. 此产品仅供研究，不用于临床诊断。