

400-901-9800

sales@bioss.com.cn

support@bioss.com.cn

10%AP

10%PAGE 胶凝固剂

简介

Ammonium persulfate, (AP 或 APS)分子式为(NH4)2S2O8, 分子量为 228.20, 纯度>98%, 用于配制 SDS-PAGE 胶等。Ammonium persulfate 溶液(AP,10%)在室温下不稳定, 4℃可以保存 1 周, -20℃可以保存 2 个月。

编号: C05-03009

规格: 1ml/支

保存方法: 4℃可以保存1周, -20℃可以保存2个月。

操作步骤:按照常规 SDS-PAGE 凝胶配制的操作。

注意事项:

- 1、 10%过硫酸铵在室温下不稳定, -20℃可以保存 2 个月。
- 2、 注意避免反复冻融, 可先分装成小分, 使用一次即丢弃。
- 3、 另外凝胶凝聚的速度和温度及光照关系密切,可通过适当调节 AP 的用量,控制在不同的环境下凝胶凝聚的速度。
- 4、 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。