

## EDTA 溶液(2%,pH7.0)

### EDTA solution (2%, pH 7.0)

货号： C1002

规格： 100ml

**保存条件：**

室温保存，有效期 12 个月。

**简介：**

EDTA 溶液(2%,pH7.0)是用 EDTA.2Na 配制，调 pH7.0。用于螯合金属离子等，是常用分子生物学试剂。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

**使用说明：**

1. 按实验具体要求操作。

**注意事项：**

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。