

碳酸氢钠溶液 (1M, pH9.6)

1M Sodium Bicarbonate Solution (pH9.6)

货号： C1026

规格： 100ml

保存条件：

室温保存，有效期 12 个月。

简介：

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。碳酸氢钠溶液(1mol/L,pH8.3-9.0)主要由碳酸氢钠、去离子水组成，pH 值 9.6。客户可以选择 8.3-9.0 之间的 pH 值，可用于升高某些溶液的 pH，注意密闭保存。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

使用说明：

1. 根据具体实验要求操作。

注意事项：

1. 注意无菌操作，避免微生物污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。