



预制胶 (MOPS, 4-20%, 15 孔)

4-20% Precast Gels(MOPS), 15 wells

产品编号: C53038

包装规格: 10 片/盒

产品简介:

Precast-Gel 预制胶是北京博奥森开发的高性能低成本聚丙烯酰胺预制凝胶。预制胶将凝胶事先配制好, 使用者拿来即可上样进行电泳, 减去了用户自配凝胶的麻烦, 节约了大量的时间。

Precast-Gel 预制胶默认送 MOPS running buffer。

注意: 预制胶一定要用我们赠送的 MOPS running buffer 作为电泳缓冲液, 与其他的缓冲液不匹配。

Precast-Gel 具有如下特点:

- (1) 特制凝胶和缓冲液配方, 分辨率高, 条带清晰, 电泳效果极佳;
- (2) 保存期长, 4°C 储存达到 18 个月;
- (3) 胶夹打开极为轻松, 只需用刀片在胶夹一侧轻轻划开;
- (4) 兼容目前市场各种电泳槽, 如 BIORAD, 天能和君意东方等;
- (5) 可用于 SDS 变性 & 非变性电泳;
- (6) 4-20% 梯度, 15 孔, 1.5mm 胶厚度;
- (7) 电泳时间短, 在 150V 电压下, 电泳 40-50 分钟即可完成;
- (8) 出售时免费附送足量的电泳缓冲液;

Precast-Gel 预制胶参数:

胶板尺寸: 10.0×8.5×0.45cm

凝胶尺寸: 8.0×7.4×0.15cm

浓度: 4-20%

分离范围: 200-3.5KDa

孔数: 15wells

上样量: 25ul

保存: 4°C, 18 个月

应用: Western blot