



阿尔新蓝 8GX Alcian Blue 8GX

产品货号: D10557

产品规格: 1g, 5g

保存条件: 室温保存

产品描述:

阿尔新蓝 8GX 可用作生化试剂, 主要用于电泳及生物染色, 用于检测糖蛋白。

产品性质:

CAS:	33864-99-2
MDL:	MFCD00010720
分子式:	$C_{56}H_{68}Cl_4CuN_{16}S_4$
分子量:	1298.86
级别:	高纯
纯度:	50%
外观/性状:	紫色粉末
熔点:	148 °C
溶解性:	溶于水 (1mg/ml)
用途:	染色剂和染料