



N,N'-亚甲基双丙烯酰胺

N,N'-Methylenebis(acrylamide)

产品货号: D10568

产品规格: 25g, 100g

保存条件: 室温保存

产品描述:

N,N'-亚甲基双丙烯酰胺为胺类有机物, 作为化学试剂用途非常广泛。在纺织工业中用于生产增稠剂、粘合剂, 在石油开采中用于生产堵漏剂, Chemicalbook 在皮革化工、印刷等诸多领域中有较多应用, 是市场上应用较多的一种质量稳定、纯度高、性能好的交联剂, 属于丙烯酰胺类的增稠剂、粘合剂。

N, N'-亚甲双丙烯酰胺 (甲叉双丙烯酰胺) 可用作制备聚丙烯酰胺凝胶的交联剂、生物高分子化合物 (蛋白质、多肽、核酸) 的分离。

产品性质:

CAS:	110-26-9
MDL:	MFCD00008625
分子式:	C7H10N2O2
分子量:	154.17
纯度:	99% (HPLC)
外观/性状:	白类白色结晶
溶解性:	溶于水
敏感性:	对光和空气敏感
熔点:	>300 °C(lit.)
沸点:	445.1°C at 760 mmHg
用途:	用于和丙烯酰胺混合制备聚丙烯酰胺凝胶, 用在蛋白质和核酸电泳中。