




专注科研,以优质抗体引领未来

博奥森生物,自 2001 年诞生以来,始终坚守在生命科学前沿,为全球科研人员提供卓越品质的免疫学试剂产品与服务。我们拥有资深的科学家团队、先进的抗体发现、验证与生产平台,始终坚持“自主研发、原始创新”的理念,确保每一款产品都能达到国际标准,持续提供“4R”品质科研工具【Repeatable (可重复)、Replicable (可复制)、Reproducible (可再现) 和 Reliable (可靠的)】。

发展历程



一分耕耘，一分收获。二十多年砥砺前行，博奥森已拥有成熟的蛋白表达、抗体制备、抗体验证、单B细胞筛选、噬菌体展示、重组抗体及工业化生产平台，是我们打造Bioss品牌的基础。

立足本土，面向世界，依托我们位于美国Boston的全球品牌中心，携手全球渠道伙伴，我们的产品已遍布全球众多高校、科研机构及生物制药公司，成是Bioss品牌的枝桠和繁花。我们严格执行ISO 9001, ISO 13485国际质量管理体系，以国际品牌为标杆，为全球生命科学研究提供全方位的服务，是Bioss品牌的承诺。

我们尤其珍视每一位客户的反馈，用户的声音是Bioss品牌不断突破创新、优化提升的重要动力。

博奥森，以创新为魂，以品质为根，与您携手共创生命科学的美好未来。

- 进一步拓展了真核表达及动物体内转染研发平台，引进新一代 BTX ECM830 多功能电穿孔系统，推进加快了 IVD 原料开发工作
- 进一步提升产品验证体系，引进 LEICA CM 1950 冰冻切片机，以实现多类型样本验证

IVD 原料多项目上市

2017

升级流式检测平台，引进新一代 ACEA NovoCyte 智能化流式细胞仪，为临床检测及科学研究提供全面的技术支持

2018

2019

Bioss 全线产品包装升级；抗体组合套装上市

2020

新冠病毒抗体快速研发与上市

2021

- Bioss 公司成立 20 周年庆
- 荣获“专精特新”企业称号
- Bioss 成立上海分公司
- 新增 Bioss 办公大楼，1500 余平方米

2022

建立 ISO13485 体系

2023

2024

- 引进 Bigfoot 全光谱超高速流式细胞分选仪，建立单 B 细胞筛选平台
- 荣获 国家级专精特新“小巨人”企业称号
- 荣获 北京市“专精特新”中小企业称号

一抗



现货抗体

20000+ 种

4R 品质保障

优势：

识别靶点 **14000+** 个

多种属多样本验证


24 小时内售后响应

30000+ SCI 文献引用

一站式抗体定制开发

别家抗体没我们多，
有我们多没我们好，
有我们好没我们快，
有我们快没我们……
对客户上心





IHC 应用热门
推荐抗体



神经科学抗体



细胞凋亡手册



免疫学信号通路
产品图册



内参抗体



标签抗体



直标产品

直标产品类型：



优势：

10000+ 种
现货直标一抗

1000+ 种
直标二抗


31 种标记物
标记全

7 天内交付
可定制


直标法步骤少, 特异性高,
你紫道不?



AbBy Fluor®, 自有品牌荧光探针, 亮度高, 耐淬灭, 光谱全, 不窜色



二抗



1000+

现货二抗

品种多样、特异性好、批次稳定

宿主：

羊、小鼠、兔、驴

识别种属：

常见：兔、小鼠、大鼠、羊、人

稀有：豚鼠、鸡、狗、猪、马、牛

罕见：猴、长爪沙鼠、水貂、猫



二抗、标记二抗手册

选二抗要认清一抗来源哦~





蛋白质与多肽

10000+

蛋白质与多肽

产品分类：

天然蛋白


重组蛋白

小分子偶联蛋白

合成多肽

标记蛋白质

标记多肽



纯度高、周期短、量管够

即用型 IHC kit



产品分类：

肿瘤标志物

神经细胞标志物

免疫细胞标志物

成纤维细胞标志物

其他

优势：

精选一抗

经过严格的IHC平台验证,精选CNS等头部SCI文献引用抗体、病理检测超热门靶点抗体

即用便捷, 安全高效

所需全部试剂无需摸索稀释比例,有效缩短实验时间

特异性强, 灵敏度高, 背景低

高性价比

国产价格,国际品质



即用型免疫组化试剂盒手册

ELISA 试剂盒



1800+

目录产品

适用人、大鼠、小鼠、猪、牛、羊



时间短，
提高检测效率



操作简便，
实验误差更小



样本需求量小，
节约珍贵检测样本



灵敏度高及特异性好，
结果一致且可靠

板内、板间精度，稀释线性，平行性，回收率，
灵敏度和特异性经严格验证


想早点发文章，早点拿学位，
最重要的就是……
试剂好用。



生化试剂盒

600多种
生化试剂盒

我在找什么？
找一个在Bioss 都找不到的试剂，
嘻嘻……



生化检测试剂盒



实验室常用试剂



免疫印迹
(WB)



免疫组化
(IHC/IF/ICC)



流式细胞术
(Flow-Cyt)



酶联免疫
(ELISA)



常用试剂目录

一站式配齐所需试剂耗材

IVD 原料

病理免疫组化/ 流式诊断抗体原料,
酶免/ 层析抗体对
为IVD 前沿发现添砖加瓦



阿尔兹海默



心血管



肾功能



激素



传染病



胃功能



炎症



肿瘤标志物



血清蛋白



动物诊疗



凝血和贫血



TDM, 治疗
药物监测



病理级免疫组化抗体原料



流式诊断抗体原料



抗原 / 抗体 IVD 试剂原料

技术服务

一站式免疫学技术服务
全面满足客户需求

定制服务

重组兔单克隆抗体制备

多/单克隆抗体制备服务

标记服务

多肽合成服务

重组蛋白表达和纯化服务

蛋白纯化服务

抗体对筛选服务

ELISA试剂盒开发服务

CRISPR/Cas9基因敲除技术服务

检测分析

Western Blotting 检测服务

免疫组织化学检测服务

数字病理切片扫描服务

数字病理图片分析服务

流式细胞检测技术服务

流式细胞分选技术服务

ELISA检测技术服务

生化试剂盒检测技术服务



Inspiring Scientific Discovery

民族血缘 国际品牌



博奥森生物公众号



IVD公众号



博奥森小红书账号



博奥森B站账号

北京博奥森生物技术有限公司

BEIJING BIOSYNTHESIS BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.

🌐 www.biosschina.com ☎ 400-901-9800

📍 北京市经济技术开发区景盛南四街联东U谷西区2号院67号楼