
1×TBST缓冲液 pH=7.4 1×TBST (pH=7.4)

产品编号: C5049

保存条件: 室温保存, 有效期6个月。

产品介绍: 1×TBST缓冲液 pH=7.4 (Tris-HCl缓冲液, 0.05% Tween-20) 是一种应用极广缓冲液, 常用于免疫学实验和分子生物学实验, 清洗免疫印迹实验中非特异性结合的抗体等, Tween-20 作为去污剂可增加缓冲液的洗脱能力。主要组分: 10mM Tris, 150mM NaCl, pH 7.5-7.6, 0.05% Tween-20, 本产品为 1×工作液, 可直接使用。4℃保存可延长产品保质期, 长期不用建议低温保存。若产品出现结晶析出, 请置于 37℃水浴至完全溶解。 本产品仅用于科研领域, 不用于临床诊断。

PRODUCT SPECIFIC PUBLICATIONS

[IF=3.318] Songsong Kang. et al. Tandem mass tag-based proteomics analysis reveals the effects of Guri Gumu-13 pill on drug-induced liver injury. J CHROMATOGR B. 2022 Jun;;123353 Other ; . 35809368

[IF=2.253] Wang, Na. et al. Fluorescent nanodiamonds as enzyme mimics for protecting astrocytes from oxidative stress in a mouse model of epilepsy. J Nanopart Res. 2021 Dec;23(12):1-12 Other ; . 10.1007/s11051-021-05381-4