
20×TBST缓冲液 pH=7.4 20×TBST (pH=7.4)

产品编号: C5051

保存条件: 室温保存, 有效期6个月。

产品介绍: 20×TBST缓冲液 pH=7.4 (Tris-HCl缓冲液, 1% Tween-20) 是一种应用极广的缓冲液, 常用于免疫学实验和分子生物学实验, 清洗免疫印迹实验中非特异性结合的抗体等, Tween-20 作为去污剂可增加缓冲液的洗脱能力。主要组分: 200mM Tris, 3M NaCl, pH 7.5-7.6, 1% Tween-20, 本产品为20×浓缩液, 请稀释后使用。稀释后建议低温保存。 本产品仅用于科研领域, 不用于临床诊断。

PRODUCT SPECIFIC PUBLICATIONS

[IF=16.1] Hong Ling. et al. On-Site Electrospinning Nanofiber Membranes Incorporating V-Shaped Organic Semiconductors for Multifunctional Diabetic Wound Dressing. ADV FIBER MATER. 2024 May;:1-15 Other ; .
10.1007/s42765-024-00421-9